

# Bleu vers le plafond. Orange pour l'injection.

## Mode d'emploi des auto-injecteurs EpiPen<sup>MD</sup> et EpiPen<sup>MD</sup> Jr

Retirez l'auto-injecteur EpiPen<sup>MD</sup> de son tube de rangement et suivez les deux étapes faciles suivantes :



- Tenez l'auto-injecteur fermement, le bout orange pointant vers le bas.
- **Enlevez le bouchon de sécurité bleu en le tirant tout droit. Ne le pliez pas et ne le tordez pas.**



- Avec un mouvement de balancement, poussez fermement le bout orange dans le côté extérieur de la cuisse jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».
- Retenez l'auto-injecteur sur la cuisse pendant plusieurs secondes.



### Couvre-aiguille intégré

- Le couvre-aiguille orange s'étend automatiquement après l'injection pour couvrir l'aiguille et assurer que celle-ci n'est jamais exposée.

Après l'administration, vous devez consulter un médecin immédiatement ou vous rendre à l'urgence. Durant les 48 heures suivantes, vous devez demeurer à proximité d'un établissement de santé ou d'un endroit d'où vous pourrez au besoin composer le 911.



Éprouvé depuis plus de 25 ans.

# Informez-vous. Préparez-vous.

Visitez le site pour les consommateurs **EpiPen.ca** pour :

- vous inscrire **GRATUITEMENT** au service de rappel des dates de péremption;
- obtenir **GRATUITEMENT** des trousse d'initiation EpiPen<sup>MD</sup> supplémentaires et des brochures d'information pour les membres de la famille, les amis et les aidants;
- en apprendre davantage sur les signes et les symptômes de l'anaphylaxie;
- recevoir par courriel des mises à jour périodiques sur les nouvelles ressources.

## Autres renseignements et ressources

- Allergies Québec : **allergies-alimentaires.org**
- Association d'information sur l'allergie et l'asthme : **aaia.ca**
- L'Association des Allergologues et immunologues du Québec : **allerg.qc.ca**
- Allergies Alimentaires Canada : **foodallergycanada.ca**
- Allergy, Asthma & Immunology Society of Ontario : **allergyasthma.on.ca**

Les auto-injecteurs EpiPen<sup>MD</sup> et EpiPen<sup>Jr</sup> sont indiqués pour le traitement d'urgence des réactions anaphylactiques chez les patients qui présentent des risques accrus d'anaphylaxie, y compris les personnes ayant des antécédents de réactions anaphylactiques. Le choix de la concentration pertinente est déterminé en fonction du poids du patient.

Les auto-injecteurs EpiPen<sup>MD</sup> et EpiPen<sup>Jr</sup> sont conçus comme un traitement de soutien d'urgence uniquement et non comme un remplacement de soins médicaux ou hospitaliers ultérieurs. Après l'administration, les patients doivent consulter un médecin immédiatement ou se rendre à la salle d'urgence. Durant les 48 heures suivantes, les patients doivent s'assurer de demeurer à proximité d'un établissement de santé ou d'un endroit d'où ils peuvent composer le 911. Afin de vous assurer que ce produit répond à vos besoins, veuillez toujours lire et suivre les instructions sur l'étiquette. Veuillez consulter le feuillet de renseignements destinés aux consommateurs fourni dans l'emballage du produit pour obtenir des instructions détaillées sur la posologie et l'administration.

© 2016 Pfizer Canada inc., Kirkland (Québec) H9J 2M5 • Numéro sans frais : 1-877-EPIPEN1 (1-877-374-7361)  
EpiPen<sup>MD</sup> et EpiPen<sup>Jr</sup> sont des marques déposées de Mylan Inc. dont la licence exclusive a été accordée à Mylan Specialty, L.P., société affiliée détenue en propriété exclusive; sous-titulaire, Pfizer Canada inc., Kirkland (Québec) H9J 2M5



D000054504F



Éprouvé depuis plus de 25 ans.